## シルバークロス通信 12月号



L型手すりの構築 かいじょくんはサムリングと組み合わせる ことでL型手すりが構築できます。



足元 すっきり かいじょくんの下に支柱がないため、 使用時に動作の邪魔になりません。



設置バリエーション

ベッドサイド以外でも使用可能です。 「CKM-02」は2段階の高さで取付可能です。














## かいじょくん取付高さ

円背の方や筋力が低下した方は、手すりの高さが低い方が立ち座りがしやすい傾向にあります。「CKM-02」にかいじょくんを取り付ける場合、2段階の高さで取付可能です。ご利用者様に合わせて取付高さをお選び





(単位:cm)



## 「かいじょくん」なしでも、こんな使い方























